

Anti-Tfpi2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48307

Artikelnummer: CM0025847



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TFPI2 (PP5, TFPI-2), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für Studien zur Blutgerinnung, Matrixremodellierung und Serinprotease-Hemmung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFPI2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP5, REF1, TFPI-2
Spezies	Mensch
Gen-ID	7980
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 23-235 von humanem TFPI2 (NP_006519.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P48307
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel