

Anti-Tfr2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Up52

Artikelnummer: CM0027997

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TFR2 (Transferrinrezeptorprotein 2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Für Eisenstoffwechsel- und Hepatozytenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HFE3; TFR2; TFR2
Spezies	Human
Gen-ID	7036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 130-330 von humanem TFR2 (NP_003218.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UP52
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel