

Anti-Tgf Beta 1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01137

Artikelnummer: CM0010908



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TGF beta 1, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von TGF-beta-Signalgebung, Entwicklung und Immunfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGF beta 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; CAEND1
Spezies	Human
GenID (Human)	7040
GenID	7040
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 279-390 von humanem TGF beta 1 (NP_000651.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01137
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel