

## Anti-Tgf-Beta-1-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P01137

Artikelnummer: CM0006967



### Einführung

KD-validierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen TGF-beta-1. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Gestützt auf UniProt P01137.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD validiert] TGF-beta-1 Kaninchen-mAb                       |
| Bemerkungen/Alias | CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1 |
| Spezies           | Human                                                         |
| GeneID (Human)    | 7040                                                          |
| GeneID            | 7040                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                                         |
| Herkunft          | Kaninchen                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                        |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                      |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                            |
| SWISS             | P01137                                                        |
| Protein-Gewicht   | 44kDa                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                     |