


Anti-Tgfbeta-1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04202

Artikelnummer: CM0023310



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen murines TGF-beta-1 gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung in den Bereichen Immunfunktion, Entwicklung und Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Tgfb1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Tgfb; Tgfb-1; TGFbeta1; TGF-beta1; Tgfb1
Spezies	Maus
Gen-ID (Maus)	21803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-390 von murinem Tgfb1 (NP_035707.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P04202
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel