

Anti-Tgf-Beta-1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01137

Artikelnummer: CM0021655



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TGF-beta 1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt Proprotein und reife Formen. Ideal zur Untersuchung der TGF-beta-Signalübertragung, der Immunregulation und der EMT.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGF-beta-1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7040
GeneID	7040
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 291-390 des humanen TGF-beta 1 (NP_000651.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01137
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku