


## Anti-Tgf-Beta-Rezeptor I (Tgfb1) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P36897

Artikelnummer: CM0007177



### Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den humanen TGF-Beta-Rezeptor Typ 1 (TGFB1/ALK5), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung der TGF-Beta-Signalübertragung, der Krebsbiologie und der Fibroseforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TGF-Beta-Rezeptor I (TGFB1) Kaninchen-mAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; TGF-Beta-Rezeptor I (TGFB1)                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                      |
| GenID (Mensch)    | 7046                                                                                                                                        |
| GenID             | 7046                                                                                                                                        |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen TGF-Beta-Rezeptors I (TGFB1) (NP_004603.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                      |
| SWISS             | P36897                                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 56 kDa                                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                   |