


Anti-Tgf-Beta-Rezeptor I (Tgfbfr1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P36897

Artikelnummer: CM0016349



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TGFBR1, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu TGF-beta-Signalgebung, Zellproliferation, epithelial-mesenchymaler Transition und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGF-beta-Rezeptor I (TGFBR1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; TGF beta Receptor I (TGFBR1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7046
GenID	7046
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100–200 des humanen TGF-beta-Rezeptors I (TGFBR1) (NP_004603.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36897
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eispackung