


Anti-Tgf-Beta-Rezeptor II Monoklonaler Antikörper Für Wb - P37173

Artikelnummer: CM0003567



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen TGF-beta-Rezeptor II, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung des TGF-beta-Signalwegs und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TGF-beta-Rezeptor II Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1I; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGfbeta-R1I; TGF beta Receptor II (TGFB2)
Spezies	Human
Gen-ID	7048
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (Aminosäuren 23-130) des humanen TGF-beta-Rezeptors II (TGFB2) (P37173) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P37173
Proteingewicht	65kDa/67kDa/9kDa
Versand	Eisbeutel