

Kaninchen-Polyklonales Anti-Tgfa Antikörper Für Wb, Elisa - P01135

Artikelnummer: CM0013185



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes TGFA, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines TGFA; geeignet für Studien zur EGFR-Signalübertragung und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGFA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TFGA; TGFA
Spezies	Mensch
Gen-ID	7039
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-98 von humanem TGFA (NP_001093161.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01135
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel