

Anti-Tgfb111 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043294

Artikelnummer: CM0029691

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen TGFB111 (HIC5/ARA55) für Western Blot und ELISA Anwendungen. Validiert für Proben von Mensch, Maus und Ratte; detektiert ein ~50 kDa großes Protein. Ideal für Forschung zu zellulärer Signalübertragung und Fokaladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TGFB111 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	HIC5, ARA55, HIC-5, TSC-5, TGFB111
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7041
GenID	7041
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-220 des menschlichen TGFB111 (NP_001035919.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43294
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel