

Anti-Tgfb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P61812

Artikelnummer: CM0030601



Einführung

TGFB2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA an Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen, das Aminosäuren 20-160 zielt. Ideal für die Forschung zu TGF-beta-2-Signalisierung und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGFB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Spezies	Human
GenID (Human)	7042
GenID	7042
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-160 von humanem TGFB2 (NP_001129071.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61812
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel