

Anti-Tgfb2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61812

Artikelnummer: CM0020048



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TGFB2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ziel ist das TGFB2-Protein, ein wichtiger Regulator der Angiogenese und Herzentwicklung, ideal für die IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGFB2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7042
Gen-ID	7042
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-160 des humanen TGFB2 entspricht (NP_001129071.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P61812
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel