


Anti-Tgfb1-(Bigh3)-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Artikelnummer: CM0006405



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen TGFB1 (durch den transformierenden Wachstumsfaktor Beta induziertes Protein ig-h3), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Zelladhäsion, Hornhautdystrophie und extrazellulärer Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGF-Beta-induziertes (TGFB1) Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Aliase	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF-Beta-induziertes (TGFB1)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7045
GeneID	7045
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 des humanen TGFB1 (NP_000349.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15582
Proteinmasse	74 kDa
Versand	Kühlakku