


Anti-Tgfb1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15582

Artikelnummer: CM0029759



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen TGFB1 (BIGH3) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-TGFB1. Nützlich für die Erforschung von Zelladhäsion, extrazellulärer Matrix und Hornhautdystrophien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	TGF beta induziert (TGFB1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induziert (TGFB1)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7045
Gen-ID	7045
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 des menschlichen TGF beta induzierten Proteins (TGFB1) (NP_000349.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15582
Proteinmasse	75kDa
Versand	Eisbehälter