


Anti-Tgfb1 (Tgf-Beta-Induziertes) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15582

Artikelnummer: CM0004300



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes TGFBI (TGF-beta-induziert) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wichtig für die Erforschung von Zelladhäsion und Hornhautdystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGF-beta-induziertes (TGFBI) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF-beta-induziertes (TGFBI)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7045
Gen-ID	7045
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 550-650 von humanem TGF-beta-induziertem (TGFBI) (NP_000349.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15582
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eistasche