

## Anti-Tgif1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15583

Artikelnummer: CM0019902



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TGIF1 (SWISS: Q15583). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur Transkriptionsregulation und Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | TGIF1 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Aliase | HPE4; TGIF; TGIF1                                                                                                           |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                      |
| GenID (Mensch)     | 7050                                                                                                                        |
| GenID              | 7050                                                                                                                        |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 250-340 des humanen TGIF1 (NP_733796.2) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS              | Q15583                                                                                                                      |
| Proteingewicht     | 43 kDa                                                                                                                      |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                   |