

Anti-Tgm3 Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q08188

Artikelnummer: CM0026877



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes TGM3 (Transglutaminase 3). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Detektiert endogenes TGM3-Protein (~77 kDa). Kreuzreagiert mit humanem und murinem TGM3. Ideal für Studien zur Verhornung und Hautbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGM3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	TGE; UHS2; TGM3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7053
Gen-ID	7053
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem TGM3 (NP_003236.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q08188
Proteinmasse	77 kDa
Versand	Eisbeutel