

Anti-Tgm5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43548

Artikelnummer: CM0026722

Einführung

Hochaffiner Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TGM5 (Transglutaminase 5), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für Vernetzungs- und Hüllhautstudien (cornified envelope) in humanen, murinen und rattigen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TGX; PSS2; TGM6; TGMX; TG(X); TGASE5; TGASEX; TGM5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9333
GenID	9333
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 461-720 von humanem TGM5 (NP_963925.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43548
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel