


Anti-Tgn46/Tgoln2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Artikelnummer: CM0003870



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TGN46 (TGOLN2), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Nützlich für die Untersuchung des Membranverkehrs im trans-Golgi-Netzwerk und von Organellmarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGN46/TGOLN2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TGN38; TGN46; TGN48; TGN51; TTGN2; hTGN46; hTGN48; hTGN51; TGN46/TGOLN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10618
Gen-ID	10618
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TGN46/TGOLN2 (O43493) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43493
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel