


Anti-Tgn46/Tgoln2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Artikelnummer: CM0019293



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TGN46/TGOLN2, geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf ein Schlüsselprotein des trans-Golgi-Netzwerks ab, das an der Regulation des Membranverkehrs beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGN46/TGOLN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TGN38, TGN46, TGN48, TGN51, TTGN2, hTGN46, hTGN48, hTGN51, TGN46/TGOLN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10618
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 323-423 von humanem TGN46/TGOLN2 (NP_006455.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43493
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel