

Anti-Tgs1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Rs0

Artikelnummer: CM0030502



Einführung

Anti-TGS1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem TGS1, einer Trimethylguanosin-Synthase, die an der Hypermethylierung der snRNA-Kappe und der Bildung von Cajal-Körpern beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIMT; PIPMT; NCOA6IP; TGS1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	96764
GeneID	96764
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 714-853 von humanem TGS1 (NP_079107.6) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96RS0
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eistasche