

Anti-Thada Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Yhu6

Artikelnummer: CM0025306



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes THADA (Thyroid adenoma-associated protein, GITA/ARMC13). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für die Erforschung der tRNA 2'-O-Methylierung und der Biologie von Schilddrüsenadenomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THADA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GITA; ARMC13; Trm732; THADA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	63892
Gen-ID	63892
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1684-1953 von humanem THADA (NP_071348.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q6YHU6
Proteingewicht	220kDa
Versand	Eisbeutel