


Anti-Thap2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0W7

Artikelnummer: CM0030449



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes THAP2, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. THAP2 ist ein Zinkfinger-DNA-bindendes Protein mit Funktionen bei der Transkriptionsregulation. Ideal für die Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THAP2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	THAP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83591
GenID	83591
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 83-228 des humanen THAP2 (NP_113623.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H0W7
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel