

Anti-Thap3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wtv1

Artikelnummer: CM0012931

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes THAP3 (Gen-ID: 90326), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der THAP1/THAP3-HCFC1-OGT-Komplex-Regulation der RRM1-Transkription. Molekulargewicht: 27 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THAP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	THAP3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	90326
Gen-ID	90326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-239 von humanem THAP3 (NP_001182682.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8WTV1
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel