

Anti-Thbs1 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P07996

Artikelnummer: CM0022722



Einführung

Anti-THBS1 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Zielt auf 129 kDa Thrombospondin-1, ein multifunktionales Adhäsionsglykoprotein, das an Angiogenese und Entzündungen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THBS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7057
GenID	7057
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem THBS1 (NP_003237.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P07996
Proteinmasse	129 kDa
Versand	Eisbeutel