

Anti-Thbs1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07996

Artikelnummer: CM0020535



Einführung

Thrombospondin-1 (THBS1) Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen entspricht den Aminosäuren 19-352 von humanem THBS1. Ideal für Studien zu Angiogenese, Entzündung und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THBS1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7057
GeneID	7057
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-352 von humanem THBS1 (NP_003237.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07996
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eistasche