

Anti-Thbs1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P07996

Artikelnummer: CM0010494



Einführung

Hochwertiger Anti-THBS1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten THBS1 (UniProt P07996). Ideal für Forschung zu Entzündung, Angiogenese und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THBS1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7057
GeneID	7057
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 19-34 von humanem THBS1 entspricht (NP_003237.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07996
Proteingewicht	129 kDa/120 kDa
Versand	Eisbeutel