

Anti-Thbs2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35442

Artikelnummer: CM0030377



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes THBS2 (Thrombospondin-2). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Für Zelladhäsions- und Anti-Angiogenese-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THBS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	TSP2, THBS2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7058
Gen-ID	7058
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-280 von humanem THBS2 (NP_003238.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35442
Protein-Gewicht	130 kDa
Versand	Eistasche