


Anti-Thioredoxin 1 (Trx1/Txn) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10599

Artikelnummer: CM0011640



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Thioredoxin 1 (Trx1/TXN), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Beteiligt an Redox-Regulation, Apoptose und transkriptioneller Kontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7295
GenID	7295
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 26-105 von humanem Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) (P10599) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10599
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel