


Anti-Thioredoxin 1 (Trx1/Txn) Kaninchen Polyklonaler Antikörper - P10599

Artikelnummer: CM0028863



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes Thioredoxin 1 (Trx1/TXN). Validiert für Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus. Geeignet für Studien zu Redox-Signalwegen und Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7295
GenID	7295
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10599
Proteinmasse	12 kDa
Versand	Eisbeutel