


Anti-Thioredoxin 2 (Txn2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99757

Artikelnummer: CM0008902



Einführung

Thioredoxin 2 (TXN2) Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Forschung an mitochondrialer ROS-Homöostase und Apoptose. Ideal für die Entwicklung von IVD-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thioredoxin 2 (Trx2/TXN2) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	TXN; MTRX; TRX2; MT-TRX; COXPD29; Thioredoxin 2 (Trx2/TXN2)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25828
Gen-ID	25828
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 67-166 von menschlichem TXN2 (Q99757) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99757
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel