

Anti-Thioredoxin Reductase 2 (Txnrd2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nnw7

Artikelnummer: CM0008079

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Thioredoxin Reductase 2 (TXNRD2) gerichtet ist, für WB und ELISA. Detektiert endogenes TXNRD2 in menschlichen, murinen und rattengewebe; wichtig für die mitochondriale Redox-Forschung. SWISS: Q9NNW7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thioredoxin Reductase 2 (TXNRD2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TR; TR3; SELZ; GCCD5; TRXR2; TR-BETA; B-Thioredoxin Reductase 2 (TXNRD2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10587
GenID	10587
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NNW7
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel