

## Anti-Thioredoxin Reductase 2 (Txnrd2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnw7

Artikelnummer: CM0029125

### Einführung

Auf rekombinanten Proteinen basierender polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Geeignet für Studien zur mitochondrialen Redox-Homöostase und ROS.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2) Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | TR, TR3, SELZ, GCCD5, TRXR2, TR-BETA, Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2)                                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                     |
| GenID (Human)     | 10587                                                                                                                                                     |
| GenID             | 10587                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-310 von humanem Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2) (NP_006431.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                                               |
| SWISS             | Q9NNW7                                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 57kDa                                                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                 |