

Anti-Thiosulfat-Schwefeltransferase-(Tst)-Polyklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16762

Artikelnummer: CM0017286



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TST (Thiosulfat-Schwefeltransferase/Rhodanese), geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Cyanid-Entgiftung und zum mitochondrialen Import.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TST-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RDS, TST
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7263
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-297 des humanen TST entspricht (NP_003303.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16762
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku