

Anti-Thnsl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8lyq7

Artikelnummer: CM0021843

Einführung

THNSL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für Anwendungen im Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung zu Threonin-Synthase-ähnlichem 1 in Acetylierungs- und Proteomikstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	THNSL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TSH1; THNSL1
Spezies	Mensch
GeneID	79896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 534-743 des menschlichen THNSL1 (NP_079114.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IYQ7
Proteinmasse	83 kDa
Versand	Eisbeutel