


Anti-Thoc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ni27

Artikelnummer: CM0023460



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes THOC2, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Geeignet für die mRNA-Export-Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THOC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	THO2, MRX12, MRX35, CXorf3, XLID12, hTREX120, dj506G2.1, THOC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	57187
GeneID	57187
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 des humanen THOC2 (NP_001075019.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8NI27
Protein-Gewicht	183kDa
Versand	Eisbeutel