


Anti-Thoc3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96J01

Artikelnummer: CM0013572



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen THOC3, eine Komponente des TREX-Komplexes, der am mRNA-Export beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu humanen und murinen Proteinen. Ideal für die Erforschung von mRNA-Prozessierung und Kern-Export-Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THOC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	THO3; hTREX45; THOC3
Spezies	Human
GeneID (Human)	84321
GeneID	84321
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96J01
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel