


Anti-Thoc4/Allyref Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86V81

Artikelnummer: CM0030835



Einführung

Der THOC4/ALYREF Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum mRNA-Export und zur Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THOC4/ALYREF Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Spezies	Human
Gen-ID	10189
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem THOC4/ALYREF (NP_005773.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86V81
Proteinmasse	27kDa
Versand	Eisbeutel