


## Anti-Thoc6 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q86W42

Artikelnummer: CM0019183



### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes THOC6 (WDR58/fSAP35) für Western Blot und ELISA. Validiert in humanen und murinen Proben. Geeignet für die Forschung zur mRNA-Verarbeitung und zum nukleären Export.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | THOC6 Kaninchen pAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | WDR58, fSAP35, MMRFCGU, THOC6                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                              |
| Gen-ID            | 79228                                                                                                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem THOC6 (NP_077315.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                        |
| SWISS             | Q86W42                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 38kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                           |