


Anti-Thoc7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6I9Y2

Artikelnummer: CM0017650



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen THOC7, geeignet für Western Blot und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des mRNA-Exports und der TREX-Komplex-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THOC7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	fSAP24; hTREX30; NIF3L1BP1; THOC7
Spezies	Mensch
Gen-ID	80145
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6I9Y2
Protein-Gewicht	24kDa
Versand	Eistasche