


Anti-Thop1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52888

Artikelnummer: CM0030867



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes THOP1, validiert für WB und ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte; detektiert 79kDa Thimet-Oligopeptidase, beteiligt am Neuropeptidstoffwechsel und Amyloid-beta-Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THOP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOP; MP78; EP24.15; MEPD_HUMAN; THOP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7064
Gen-ID	7064
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem THOP1 (NP_003240.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52888
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel