


Anti-Thpo Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40225

Artikelnummer: CM0019673



Einführung

THPO Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der THPO von Mensch, Maus und Ratte erkennt. Er detektiert ein ~38 kDa großes Protein und ist ideal für Untersuchungen zur Thrombopoese, Thrombozytenregulation und Megakaryozytenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THPO Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ML; TPO; MGDF; MKCSF; MPLLG; THCYT1; THPO
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7066
GenID	7066
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 22-349 von menschlichem THPO (NP_001171068.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40225
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel