

Anti-Thra-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10827

Artikelnummer: CM0030230



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen THRA (Thyroidhormonrezeptor alpha), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Transkription von Kernrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THRA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AR7; EAR7; ERBA; CHNG6; ERBA1; NR1A1; THRA1; THRA2; c-erbA; ERB-T-1; TRalpha; THRA1; TRalpha1; TRalpha2; c-ERBA-1; THRA1; THRA2; THRA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7067
GeneID	7067
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10827
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eistasche