

Anti-Thrap3 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Y2W1

Artikelnummer: CM0029955

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen THRAP3 (TRAP150), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung von prä-mRNA-Spleißen, mRNA-Abbau und Regulation der zirkadianen Uhr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THRAP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCLAF2, TRAP150, THRAP3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9967
Gen-ID	9967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 340-500 von humanem THRAP3 (NP_005110.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2W1
Proteingewicht	109kDa
Versand	Eisbeutel