

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Thromboxansynthase-Antikörper Für Wb Und Elisa - P24557

Artikelnummer: CM0008345

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane Thromboxansynthase (TXAS/CYP5A1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für Untersuchungen zur Thromboxan-Signalübertragung und Thrombozytenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thromboxansynthase-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Thromboxansynthase
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6916
GeneID	6916
Immunogen	Synthetisches Peptid / ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Thromboxansynthase (P24557) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P24557
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku