

Anti-Thromboxansynthase Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24557

Artikelnummer: CM0023216

Einführung

Thromboxansynthase Kaninchen-Polyclonale Antikörper (P24557) validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Thromboxan A2-Synthese, Blutplättchenaggregation und Vasokonstriktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thromboxansynthase Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Thromboxane synthase
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6916
GeneID	6916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 355-534 der menschlichen Thromboxansynthase (NP_001052.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24557
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel