

Anti-Thrsp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92748

Artikelnummer: CM0029423

Einführung

THRSP Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA detektiert das Schilddrüsenhormon-induzierbare hepatische Protein. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Essentielles Werkzeug für Lipogenese- und Transkriptionsforschung. Q92748.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	THRSP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S14; Lpgp; THRP; LPGP1; SPOT14; THRSP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7069
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-146 von humanem THRSP (NP_003242.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92748
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel