


Anti-Thymidinkinase 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04183

Artikelnummer: CM0026729



Einführung

Anti-Thymidinkinase 1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Thymidinkinase 1 ist ein zellzyklusreguliertes Enzym, das für den Nukleotidmetabolismus und die Prodrugsaktivierung essenziell ist. Geeignet für die Krebs- und Zellproliferationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thymidinkinase 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TK2; Thymidinkinase 1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7083
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 15-194 der humanen Thymidinkinase 1 (NP_003249.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04183
Proteinmasse	25kDa
Versand	Eisbeutel