


## Anti-Thymidinkinase 1 (Tk1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P04183

Artikelnummer: CM0002438



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Thymidinkinase 1 (TK1), validiert für WB und ELISA. Nützlich für die Untersuchung von Nukleotidstoffwechsel, Zellzyklus und DNA-Synthese. Erkennt ein zytosolisch lokalisiertes Enzym mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 25 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Thymidinkinase 1 Kaninchen mAb                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | TK2; Thymidinkinase 1                                                                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                                              |
| Gen-ID (Human)    | 7083                                                                                                                                               |
| Gen-ID            | 7083                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Thymidinkinase 1 (P04183) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                              |
| SWISS             | P04183                                                                                                                                             |
| Protein-Gewicht   | 25kDa                                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                          |